



Change complet adulte - Slip Maxi - Proskin - Tena

Changes complets conçus pour les fuites urinaires fortes à très fortes, avec double barrières pour une sécurité anti-fuites optimale

Change complet ouvert doté d'attaches ajustables, offrant un ajustement optimal, un confort accru et une protection fiable contre les fuites. Ce produit est particulièrement adapté aux personnes semi-mobiles ou immobiles, leur offrant une solution pratique et sécurisée.

Tailles disponibles :

- Tena Slip Maxi - Taille Small (56 cm - 85 cm) - 8 gouttes - Paquet de 24
- Tena Slip Maxi - Taille Medium (73 cm - 122 cm) - 8 gouttes - Paquet de 24
- Tena Slip Maxi - Taille Large (92 cm - 144 cm) - 8 gouttes - Paquet de 24
- Tena Slip Maxi - Taille Extra Large (120 cm - 160 cm) - 8 gouttes - Paquet de 24

Conditionnement par paquet de 24 changes.

Matériel médical CE.