



Change complet adulte - Slip Super - 7 gouttes - Proskin - Tena

Changes complets spécial jour, avec double barrières pour une sécurité anti-fuites optimale

Change complet ouvert doté d'attaches repositionnables, offrant un ajustement parfait, un confort optimal et une protection efficace contre les fuites. Conçu spécialement pour les personnes semi-mobiles ou immobiles, ce produit allie praticité et fiabilité.

- Triple Protection pour la santé de la peau
- Technologie d'absorption FeelDry Advanced™
- Noyau hautement absorbant

Disponibles en tailles :

- Tena Slip Super - Taille Small (56 cm - 85 cm) - 7 gouttes - Paquet de 30
- Tena Slip Super - Taille Medium (73 cm - 122 cm) - 7 gouttes - Paquet de 28
- Tena Slip Super - Taille Large (92 cm - 144 cm) - 7 gouttes - Paquet de 28
- Tena Slip Super - Taille XL (120 cm - 160 cm) - 7 gouttes - Paquet de 28
- Tena Slip Super - Bariatric - Taille XXL (163 - 178 cm) - Paquet de 32
- Tena Slip Super - Bariatric - Taille 3XL (175 - 244 cm) - Paquet de 8

Conditionnement par paquet de 8, 28, 30 ou 32 changes.

Matériel médical CE