



## FICHE TECHNIQUE

### **Chariot brancard amovible avec structure en acier inoxydable**

#### **Pour le transfert des patients.**

Brancard amovible avec dossier relevable pour le transfert des patients.

- Revêtement en toile plastifiée.
- Jeu de barrières rabattables renforcées.
- Plateau porte-objets et porte-bouteilles à oxygène.
- Potence à perfusion 2 crochets, réglable en hauteur.
- Roulettes, dont deux à freins, diamètre 150 mm avec galets pare-chocs de couleur.
- Structure en acier inoxydable.
- Dimensions L200 x l 55 x H80 cm
- Poids 47 kg

Fabrication européenne.

