



## FICHE TECHNIQUE

### Chariot de soins multifonction avec 5 tiroirs

**Pour une mobilité facile, un usage pratique et une grande résistance.**

Entretien facile et résistant à la corrosion grâce à sa structure en inox 18/10.

- Léger et silencieux.
- 5 tiroirs avec guides télescopiques pour une ouverture à 110%.
- Mécanisme de fermeture automatique.
- Poignée avec espace pour étiquettes.
- Plan de travail en forme de plateau à rebords.
- Barre latérale d'appui.
- 4 roulettes giratoires dont 2 à freins de Ø 100mm.

Structure et plan de travail : inox qualité 18/10.

Modules et tiroirs : polymère ABS renforcé.

Accessoires inclus :

- Seau à ordures en plastique,
- Serrure pour tiroirs,
- Tige porte sérum,
- Porte-sonde,
- Porte-moniteur,
- Porte bouteilles d'oxygène,
- Base de branchement électrique,
- Séparateur-diviseur.

Dimensions des tiroirs :

- 4 moyens : 553 x 354 x 124 mm
- 1 grand : 553 x 354 x 248 mm

Dimensions du chariot : 680 x 420 x 863 mm

Zone de travail : 680 x 420 mm

Coloris : bleu.

Matériel médical CE.

Garantie 3 ans.

