

Chariot desserte mobile 4 tiroirs sur roulettes - Coloris Anis - Robé Médical

Desserte mobile 4 tiroirs - Coloris Anis - Fabriqué dans les Vosges

Spécialement conçue pour répondre aux besoins des professionnels (Hôpitaux, laboratoires, EHPAD, cabinets médicaux,..), la desserte à 4 tiroirs permet de ranger facilement les ustensiles médicaux.

Ses 4 roulettes renforcées rendent cette desserte mobile et stable.



Caractéristiques:

- Face mélaminé décor : Coloris Anis.
- Structure stratifié blanc
- Surface lisse facile à nettoyer et désinfecter
- Résistant aux désinfectants médicaux
- Poignées tiroirs et manutention en inox
- 4 tiroirs de différentes hauteurs
- Mécanisme de fermeture amortie
- 4 roulettes directionnelles Ø 10 cm avec double bandage anti-bruit dont 2 avec freins
- Portée maximale: 150kg

Dimensions totale: L. 676 x H. 990 mm x P. 488

Hauteur du sol au dessous du chariot: 105 mm

Surface plan de travail: L.610 x l.410 mm

Poids : 48 kg

Dimensions tiroirs:

- Petit : H : 75mm
- Moyen: H : 140mm
- Grand: H : 240mm

Livré partiellement monté: Poignées à visser.

Garantie : 2 ans.

Matériel médical CE.

Fabrication Française - Matières premières Françaises ou Européennes.