

### Chariot guéridon couleur avec plateaux en résine

#### Ensemble monté multi-usage avec plateaux en résine amovibles.

Choix de 2 coloris agréables pour la structure : bleu ou vert kaki.  
Robuste et maniable grâce à ses poignées latérales, il possède une parfaite stabilisation.

Etagères avec rebord de 30 mm relevés.  
Plateaux amovibles en résine, facile à nettoyer et compatibles avec les désinfectants de surface.  
Structure en acier époxy.

Existe en modèle 2 ou 3 plateaux.

- Dimensions : 630 x 410 x 900 mm.
- Plateau : 600 x 400 mm.
- Roues  $\varnothing$ 75mm avec pare-chocs, dont deux avec frein.
- Poids : 8kg pour le modèle 2 tiroirs  
9kg pour le modèle 3 tiroirs

Fabriqué en Europe.

Livré monté.

