



Chariot guéridon de soins - avec plateaux amovibles inox 18-10 - Fabrication européenne

Avec 2 plateaux inox amovibles et sur roues.

Chariot de soin tout inox, avec deux plateaux à rebords, une poignée et quatre roues.

- 2 plateaux démontables, avec coins arrondis et non tranchants.
- Poignée latérale pour un déplacement facile.
- 4 roues avec pare-choc, dont deux avec frein.

Dimensions :

- Chariot : 710 x 400 x 830 mm.
- Plateaux : 600 x 400 x 60 mm.
- Roues : 80 mm de diamètre.

Fabrication en acier inoxydable, qualité 18/10.

Fabriqué en Europe.

Tous nos instruments médicaux et chirurgicaux sont en acier inoxydable, qualité médicale, répondant aux exigences spécifiques pour leur utilisation, notamment pour mieux résister à la corrosion. Les qualités utilisées sont ainsi l'inox AISI 304 avec une teneur renforcée en nickel et chrome également dénommé 18/10 et l'inox AISI 316 connu sous le terme d'acier chirurgical.