

## FICHE TECHNIQUE



**Chariot guéridon époxy blanc avec plateaux inox sans recoin**

**Chariot guéridon structure acier époxy blanc avec plateaux inox.**

Plateaux de 600 x 400 mm en inox 18/10.  
Structure en acier époxy blanc.  
Robuste et maniable.

Sans recoin au angles pour plus d'hygiène.

Dimensions :  
- Hauteur : 80 cm.  
- Roues ø80mm avec pare-chocs  
- Rebords sur le plateau supérieur.

**2 modèles disponibles :**

Sans tiroir : Poids : 9kg.

Avec tiroir : Poids : 9.5kg.

Fabriqué en Europe.

Livré monté.

Tous nos instruments médicaux et chirurgicaux sont en acier inoxydable, qualité médicale, répondant aux exigences spécifiques pour leur utilisation, notamment pour mieux résister à la corrosion. Les qualités utilisées sont ainsi l'inox AISI 304 avec une teneur renforcée en nickel et chrome également dénommé 18/10 et l'inox AISI 316 connu sous le terme d'acier chirurgical.