

FICHE TECHNIQUE

Chariot guéridon inox avec tiroir et plateaux sans recoins

Ensemble monté avec tiroir, robuste et multi-usage sans recoin aux angles, pour plus d'hygiène.



- Tiroir inox 18/10 très résistant.
- Rebords sur le plateau supérieur.
- Tablette inférieure lisse.
- 4 roues multi-directionnelles avec pare-chocs dont 2 roues freinées.
- Poids supporté par plateau : 25kg.

Dimensions :

- L650 x I450 x H850 mm.
- Hauteur : 85 cm.
- Roues ø75mm.
- Poids : 10kg.

Fabriqué en Europe.

Livré monté.

Garantie 5 ans.

Tous nos instruments médicaux et chirurgicaux sont en acier inoxydable, qualité médicale, répondant aux exigences spécifiques pour leur utilisation, notamment pour mieux résister à la corrosion. Les qualités utilisées sont ainsi l'inox AISI 304 avec une teneur renforcée en nickel et chrome également dénommé 18/10 et l'inox AISI 316 connu sous le terme d'acier chirurgical.