

Chariot mobile de stockage et distribution 7 paniers ISO avec séparations

Pour le stockage et la distribution de matériel de soin et de médicaments

Chariot livré complet avec:

- 4 paniers ISO dimensions : 600 x 400 x 100 mm
- 3 panier ISO dimensions : 600 x 400 x 200 mm
- Chaque panier dispose de 6 séparations amovibles
- Chaque panier dispose d'un porte-étiquettes (90x58mm)
- Plateau supérieur inox avec rebords
- 2 barres de poussée latérale

Structure en acier renforcé inoxydable qualité 18/10.
Avec guides métalliques pour contenir les paniers ISO.

Panier en plastique de couleur grise.

Dimensions du chariot :

- Longueur 800 mm
- Largeur 400 mm
- Hauteur 1700 mm

Roues diamètre 100 mm avec cerclage pare-chocs en caoutchouc.

Livré complet avec 4 paniers, leurs séparations et leurs porte-étiquettes.

Garantie 3 ans.

