



Charlottes à clip et à usage unique - Sachet de 100 charlottes - Disponibles en blanc, rouge et bleu

Charlottes avec élastique doublé, pour couvrir intégralement la tête et les cheveux.

Cette charlotte non tissée est à usage unique et possède un élastique double bande pour plus de confort et d'adaptabilité.

- Charlotte non tissée
- Très douce
- Très résistante (10 GSM)
- Avec double élastique, pour une meilleure tenue et pour éviter les maux de tête
- Disponible en 3 coloris : rouge, bleu, blanc
- [Existe également en rose](#)

Conditionnement :

Sachet de 100 charlottes

Coloris :

Rouge / Bleu / Blanc

Ce produit est sans :

Produits chimiques, mousse polyuréthane, latex, PVC, fibre de verre, graphène, traitement biocide ou virucide, produits médicamenteux ou dérivés de sang ou de plasma humain

Dimension :

Étirée, la charlotte mesure 53 cm

Produit fabriqué en France

Non-tissé garanti OEKO-TEX

Matériel Médical CE