

## FICHE TECHNIQUE

### Charlottes non-tissées à usage unique - Sachet de 250

Charlotte ronde extensible pour couvrir intégralement les cheveux.

Charlotte non-tissée avec élastique souple, non stérile, à usage unique.

- Non tissé en polypropylène doux et respirant.
- Longueur étirée : 420 mm.
- Épaisseur : 0,22 mm.
- Poids : 11g/m<sup>2</sup>.
- Coloris blanc.

Conditionné en boîte de 250 charlottes.

Matériel médical CE

