

Chaussettes de contention sport unisexe Cadence

Contention dégressive. Facilite le retour veineux. Soulage et protège pendant l'effort. Fabrication européenne.

Chaussettes pour homme ou femme. Compression dégressive pour stimuler la circulation. Semelle protectrice en Cupron pour la réduction des bactéries et des champignons.

Compression dégressive :

- Améliore le retour veineux.
- Contribue à retarder le risque de crampes.

Semelle en Cupron (technologie textile avec fils de cuivre intégrés) :

- Aide à réduire la formation de bactéries et champignons responsables des mauvaises odeurs.
- Améliore la souplesse et la douceur de la peau.

Disponible en 4 tailles : S (pointure 37-38), M (pointure 39-40), L (pointure 41-42) et XL (pointure 43 et +), et en 2 coloris : noir/rouge ou blanc/bleu.

Fabriqué en Italie.

Composition :

94% polyamide (avec oxyde de cuivre), 6% élasthanne.

Lavage en machine à 40°C. Séchage à l'air libre.

