



### Chevillère de maintien extensible

Utilisation en prévention, en cas de légère douleur articulaire ou de reprise d'activité

Permet de protéger l'articulation de la cheville en cas d'instabilité de la cheville, de fragilité ou d'entorse légère. Avec tricot de compression améliorant la proprioception. Permet de soutenir l'articulation de la cheville.

- Tissu épais, confortable et respirant.
- Tricot de compression autour de la cheville.
- Coutures renforcées sur le dessus.

#### 3 tailles disponibles :

- Taille S : pour pointure 36-38
- Taille M : pour pointure 39-41
- Taille L : pour pointure 42-44.
- Taille XL : pour pointure 45-47.

Lavable en machine à 30°C.

Conditionné sous pochette plastique refermable.

Matériel Médical CE.