

Ciseaux d'urgence - 1-Medical

Ciseaux multifonctionnels de haute qualité.

Ces ciseaux sont équipés de lames en acier inoxydable tranchantes de 18,5 cm de long avec des dentelures usinées, leur permettant de couper facilement à travers divers objets durs.

Le design est complété par des poignées moulées par injection et un mousqueton renforcé en acier, ce qui rend ces ciseaux non seulement très fonctionnels, mais aussi durables et fiables.

Spécifications techniques :

- Taille : 18,5 cm,
- Couleur : noir.

Matériel médical CE.

