



### **Ciseaux droits bouts pointus en inox - 14 cm**

Pour les soins infirmiers, en chirurgie, pour couper pansements, compresses, bandes.

Ciseaux médicaux droits à pointes fines pour un travail précis, inox qualité supérieure.

Stérilisables et autoclavables à 134° C pendant 18 minutes. Nettoyage en machine ou à la main avec un produit adapté.

Taille disponible 14 cm.

Vendu à l'unité.

Matériel médical CE.

Garantie 2 ans.

Tous nos instruments médicaux et chirurgicaux sont en acier inoxydable, qualité médicale, répondant aux exigences spécifiques pour leur utilisation, notamment pour mieux résister à la corrosion. Les qualités utilisées sont ainsi l'inox AISI 304 avec une teneur renforcée en nickel et chrome également dénommé 18/10 et l'inox AISI 316 connu sous le terme d'acier chirurgical.