

FICHE TECHNIQUE

Clamp de Cunningham pour incontinence masculine

Clamp de Cunningham pour l'incontinence masculine en cuivre malléable

Ce clamp de Cunningham est un dispositif permettant de prévenir les fuites urinaires des hommes souffrants d'incontinence.

Ce clamp se place directement sur le pénis, derrière le gland et va compresser l'urètre afin d'empêcher toute fuite urinaire.

Lors de l'envie d'uriner, il suffit de détacher le clamp.

Dimension : 76?mm

Lavage : eau savonneuse

Matériau : cuivre malléable

Dispositif médical CE

