

Clamps ombilicaux de Bar stériles - Boite de 100 - Robemed

Clamp en plastique blanc, sous sachet unique stérile.

Le clamp de Bar ombilical est conçu pour pincer le cordon ombilical après l'accouchement, évitant ainsi tout saignement du moignon une fois sectionné.

- Doit être exclusivement utilisé par un professionnel de santé
- Vérifier l'intégrité du système de verrouillage avant l'utilisation
- Ne pas utiliser le dispositif si un défaut est détecté
- Ne pas utiliser si l'emballage est défectueux
- Ne pas réutiliser

Matière : plastique

Couleur : blanc

Dimensions :

- hauteur 5 cm
- écartement 4,9 cm

Conditionnement : Vendus par boîte de 100 clamps sous sachet individuel stérile

Matériel médical CE

