

Clamps ombilicaux de Bar stériles à usage unique Robé Médical

Matière : plastique.

Stérilisation garantie 5 ans.

Dimensions d'un clamp:

- Clamp ouvert : 55 x 30 x 6 mm.
- Clamp fermé : 55 x 13 x 6 mm.

Conditionnement individuel stérile.

Vendus par lots de 85 clamps.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

En plastique, coloris bleu.

