

### Collant de contention Triple Effet 70D Cadence - noir

Permet d'éviter le gonflement des jambes. Collant opaque et gainant pour une silhouette affinée.

Effet massant pour une sensation de légèreté et de fraîcheur. Collant doté d'un maillage spécifique pour un effet ventre plat, des jambes allongées et un fessier galbé.

La contention, appliquée de façon dégressive de la cheville vers la cuisse, stimule la circulation veineuse, évitant ainsi les sensations des jambes lourdes, les fourmillements, la fatigue liée à de longues stations assises ou debout.

- Triple effet gainant : ventre plat, jambes allongées et effet galbé.
- Maille lisse.
- Gousset coton.
- Pointe et talon renforcés.
- Degré d'épaisseur : 70D\*.
- Compression classe I : 10 à 15 mmHg.

\*Le denier (D) indique le niveau d'épaisseur du collant. Celui-ci est compris entre 10 et 100 allant du niveau le plus fin vers le plus épais, et donc opaque.

**Disponibles en 5 tailles :** T1, T2, T3, T4 et T5 (Nous vous recommandons de choisir une taille de plus que la taille portée pour un collant à structure classique).

**Coloris :** noir.

Composition :

76% polyamide, 24% Elasthane Lycra (Fil : Lycra® 70D à double couverture).

Lavable à 40°, séchage à l'air libre.

