

Collant de contention en dentelle 70D Cadence - noir

Compression dégressive pour stimuler la circulation veineuse. Élégance et confort.

Collant très doux à maille fine, avec finition dentelle. Effet massant pour une sensation de légèreté et de fraîcheur. Recommandés pour les voyages et les positions assises pour éviter le gonflement des jambes.

La contention, appliquée de façon dégressive de la cheville vers la cuisse, stimule la circulation veineuse, évitant ainsi les sensations des jambes lourdes, les fourmillements, la fatigue liée à de longues stations assises ou debout.

- Collants très doux à maille résille très fine.
- Motif dentelle.
- Gousset coton, couture plate.
- Pointe et talon renforcés.
- Recommandé pour les positions assises et les voyages.
- Degré d'épaisseur : 70D*.
- Compression classe I : 10 à 15 mmHg.

*Le denier (D) indique le niveau d'épaisseur du collant. Celui-ci est compris entre 10 et 100 allant du niveau le plus fin vers le plus épais, et donc opaque.

Disponibles en 5 tailles : T1, T2, T3, T4 et T5.

Coloris : noir.

Fabriqué en Italie.

Composition :

- 79% polyamide,
- 22% Élasthane Lycra (Fil : Lycra® 70D à double couverture).

Lavable à 40°, séchage à l'air libre.

