



Collant de contention opaque, double côte 70D Cadence

Adapté pour l'hiver et en voyage. Très confortable.

Collants opaques conçus pour être portés lors de vos longs déplacements (vol, train, etc.). Ils assurent une compression sur vos muscles pour vous apporter confort et bien-être même en voyage.

La contention, appliquée de façon dégressive de la cheville vers la cuisse, stimule la circulation veineuse, évitant ainsi les sensations des jambes lourdes, les fourmillements, la fatigue liée à de longues stations assises ou debout.

- Collants très doux.
- Double côtes très fines.
- Gousset coton et couture plate.
- Pointe et talon renforcés.
- Degré d'épaisseur : 70D*.
- Compression classe I : 10 à 15 mmHg.

*Le denier (D) indique le niveau d'épaisseur du collant. Celui-ci est compris entre 10 et 100 allant du niveau le plus fin vers le plus épais, et donc opaque.

Disponibles en 5 tailles : T1, T2, T3, T4 et T5.

Coloris : noir.

Fabriqué en Italie.

Composition :

75% polyamide, 25% Elasthane Lycra (Fil : Lycra® 70D à double couverture).

Lavable à 40°, séchage à l'air libre.