

### Colle cutanée stérile Leukosan Adhesive - Bsn Médical

Suture cutanée rapide et sûre de plaies superficielles.

En cas de lacérations, coupures, etc. ou d'incisions chirurgicales préalablement suturées. Colle se polymérisant sous l'effet de l'humidité de la peau, formant en quelques secondes un film souple qui protège la plaie et ressert ses bords.

- Embout mousse biseauté pour une application facilitée.
- Colle de couleur violet pâle à l'application et transparente une fois polymérisée.
- Film s'adaptant au mouvement de la peau et résistant à l'eau.
- Agit comme une barrière microbienne.
- Résultat esthétique et risque d'infection moindre.
- Temps de prise : 25 à 40 s.
- Polymérisation totale : environ 60 s.
- Tube de 0,70 ml pouvant recouvrir des plaies jusqu'à 20 cm.
- Sans latex.
- Sans phtalates.

**Tailles disponibles** : 0,7 ml ou 0,36 ml.

Conditionné par boîte de 10.

Notice multilingue.

#### **Composition :**

Colle : 2-octyl cyanoacrylate monomères & polymères (env. 58%), n-butyl cyanoacrylate monomères (env. 34%), tributyl Citrate (plastifiant), colorant violet D&C #2.

Matériel Médical CE.

