

## FICHE TECHNIQUE

### Bandage triangle de combat - Combat cravat - 1-Medical

Bandage triangulaire de combat : un outil d'urgence polyvalent

Le bandage triangulaire de combat est utilisé pour les blessures, les brûlures, un garrot, une écharde, etc.

Spécifications techniques :

- Dimensions : 45 x 45 x 63 pouces - 114 x 114 x 160 cm,
- Poids : 45 g.

**Matériau durable :** *Fabriqué avec deux couches de polypropylène filé-lié, le bandage de combat est fabriqué en polyester haute résistance cousues en lock-stitch pour une durabilité accrue.*

**Stérile et non-adhérent :** *Le bandage stérile assure une application sûre sans adhérer à la peau.*

**Emballage compact :** *Conditionné sous vide dans un sac barrière en nylon poly de 3 mil standard et 50 % plus petit en cube après scellage sous vide, ce qui le rend facile à ranger.*

**Inclusions dans le package :** *Chaque package est livré avec deux épingles de sécurité et un sac en nylon poly de 2 mil pour plus de commodité.*

*Matériel médical CE.*

