

### Complément alimentaire ampoule ginseng 660 bio Biotechnie

Vitalité corps et esprit.

Les racines de Ginseng sont reconnues pour maintenir une sensation d'énergie et de vitalité. Elles aident à réduire la fatigue et soutiennent les performances de la mémoire.

**Mode d'emploi:** Cassez les bouts de l'ampoule et versez le contenu dans un verre. Diluez avec de l'eau. 1 ampoule par jour. Peut présenter un dépôt. Bien agiter avant l'emploi.

Ce complément alimentaire doit être utilisé dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière indiquée. Tenir hors de portée des jeunes enfants.

**Restrictions:** Ne pas utiliser en cas d'hypertension artérielle. L'emploi chez les personnes sous traitement antidiabétique est déconseillé.

**Précautions:**

- Ne pas s'injecter.
- S'assurer qu'il n'y a pas de résidu de verre avant de boire.

Cette formule convient au régime végétalien.  
Produit fabriqué en France.

**Ingrédients issus de l'agriculture biologique pour 1 ampoule:** Eau purifiée ; extrait aqueux de ginseng 660mg ( racine -Panax ginseng).

**Conditionnement :** Etui de 20 ampoules de 10 ml (200ml).

