

Complément anti-âge Liposomal Acide R-alpha lipoïque et Vitamine C - Flacon 250 ml

Puissant antioxydant intracellulaire - Producteur d'énergie - Santé cardiaque, vasculaire et cérébrale - Glycémie équilibrée - Arôme citron

Acide R-alpha lipoïque 150 mg et vitamine C 650 mg - Arôme citron

L'acide alpha-lipoïque (ALA) se distingue en tant que puissant antioxydant et coenzyme essentielle, exerçant un rôle crucial dans la production d'énergie tout en agissant comme un rempart contre le vieillissement prématuré, du fait de son statut d'antioxydant intracellulaire.

En plus de ses bienfaits contre le vieillissement, l'ALA peut apporter des contributions significatives à la santé cardiovasculaire, vasculaire et cérébrale. Il est aussi reconnu pour favoriser une glycémie équilibrée.

La présence de 650 mg de vitamine C dans cette formulation renforce la santé des systèmes immunitaire, cardiaque et vasculaire.

La vitamine C agit également comme une source essentielle d'antioxydants, protégeant les cellules corporelles des effets néfastes des radicaux libres.

À noter que l'administration liposomale de ce composé peut offrir une biodisponibilité jusqu'à 30 fois supérieure par rapport aux suppléments standards de R-Alpha Lipoic.

Administration conseillée :

10 ml de Liposomal le matin, avec du liquide. Peut être ajouté à un liquide froid pour diluer le goût.

Caractéristiques :

- Intracellulaire grâce à sa solubilité dans les graisses et l'eau
- Réduit l'inflammation et le durcissement des artères
- Favorise la baisse de la glycémie et l'activation de l'AMPK
- Contient également 650 mg de vitamine C liposomale
- Sans gluten, sans OGM et sans soja
- Convient aux végétaliens et aux végétariens

Ingrédients : Eau purifiée, glycérol végétal (stabilisateur naturel), phospholipides, vitamine C, acide alpha lipoïque R, arôme de citron, extrait d'argousier (conservateur naturel), extrait de romarin (conservateur naturel), acide citrique monohydraté

VNR : Vitamine C 650mg = 812%*, Acide R-Alpha Lipoïque 150mg** ***Valeur nutritionnelle (VNR) selon le règlement de l'UE n° 1169/2011*

Stockage : Conserver au réfrigérateur et consommer dans les 6 semaines suivant l'ouverture.

Avertissements : Consultez votre médecin si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous prenez des médicaments ou si vous souffrez d'une maladie. Ne pas dépasser la dose recommandée sauf indication contraire de votre médecin. Les compléments ne doivent pas être utilisés comme substitut d'un régime alimentaire varié. Peut tacher, à manipuler avec précaution.

