

FICHE TECHNIQUE

Compresse oculaire stérile - 5.5 x 7.5 cm - Boite de 10

Compresse de gaze non adhésive de forme ovale pour protéger l'oeil

Les compresses de gaze oculaire stériles conçus spécifiquement pour les soins oculaires. Ces compresses sont douces, non irritantes et garantissent une absorption optimale des sécrétions oculaires.

Matériau : Gaze de coton stérile

Taille Disponible : 5.5 x 7.5 cm

Stérilisation : Oxyde éthylène

Emballage : Individuellement emballées pour assurer l'intégrité et l'hygiène du produit

Usage Unique : Conçues pour un usage unique afin de prévenir les infections croisées

Utilisations recommandées :

- Soins post-opératoires après des interventions oculaires.
- Nettoyage délicat de la région oculaire pour éliminer les débris ou les sécrétions.
- Application de médicaments ou de solutions oculaires.

Précautions d'usage :

À usage unique. Ne pas réutiliser.
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou compromis.

