

## FICHE TECHNIQUE



### Compresses de gaze stériles - 17 fils et 16 plis - 50 blisters de 5 compresses - Robemed

Compresses de gaze stériles 16 plis, 17 fils, 23 gr/m<sup>2</sup> - 10 X 10 cm

Ces compresses sont conditionnées sous blister de 5 compresses, dans une boîte de 50 blisters (soit 250 compresses).

- Forte capacité d'absorption
- 100 % coton hydrophile blanchi et purifié
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Pliage chirurgical, bords rentrés

#### Dimensions :

- Pliée : 10 x 10 cm ; Dépliée : 44 x 40 cm

#### Catactéristiques :

Nombre de plis :  
Nombre de fils :  
Grammage : 23 gr/m<sup>2</sup>

#### Dimensions de la compresse :

- Pliée: 10 x 10 cm ; Dépliée : 44 x 40 cm. Boîte de 50 blisters.

Conditionnement sous blister stérile de 5 compresses.  
Vendu par boîte de 50 blisters.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.