



FICHE TECHNIQUE

Compresses de gaze stériles - Blister de 5 compresses - Boîte de 20, 25 ou 50 blisters

Compresses de gaze stériles 17 fils 23 gr/m² - 8 plis ou 12 plis ou 16 plis

Compresses 17 fils, 12 ou 16 épaisseurs (plis), présentées par pochettes stériles de 5 unités, disponibles en 3 formats, avec pliage chirurgical bords rentrés, qualité 17 fils (23 gr/m²).

- 100 % coton hydrophile, blanchi et purifié.
- Pliage chirurgical.
- Forte capacité d'absorption.
- Stérilisation par oxyde d'éthylène.

Dimensions de la compresse :

- Pliée : 5 x 5 cm ; Dépliée : 15 x 20 cm, 12 plis.
- Pliée : 7,5 x 7,5 cm ; Dépliée : 18 x 30 cm, 12 plis.
- Pliée : 10 x 10 cm ; Dépliée : 27 x 30 cm, 12 plis.
- Pliée : 10 x 10 cm ; Dépliée : 44 x 40 cm, 16 plis.

Conditionnement sous blister stérile de 5 compresses.

Vendu par boîte de 20 blisters:

- Compresses 5 x 5 cm - 8 plis
- Compresses 10 x 10 cm - 12 plis

Vendu par boîte de 25 blisters:

- Compresses 7.5 x 7.5 cm - 8 plis

Vendu par boîte de 50 blisters:

- Compresses 10 x 10 cm - 16 plis

Matériel médical CE.

