

## FICHE TECHNIQUE

### Compresse non tissées stériles - blister de 2 compresses - Boîte de 50 blisters

Compresse stériles permettant la réalisation de soins ou pansements aseptiques.

Ces compresses non tissées en tissu hydrophile ont une qualité chirurgicale 4 plis, 30gm<sup>2</sup>.

Elles sont très absorbantes, douces et ne s'effilochent pas.

Elles ont été stérilisées à l'Oxyde d'Ethylène.

#### Dimensions de la compresse :

- Pliée 5 x 5 cm ; Dépliée 10 x 10 cm, 4 plis (boîte de 50 blisters, soit 100 compresses).

Conditionnement sous blister stérile de 2 compresses.

Matériel médical CE.

Compresse non tissées stériles 4 plis, 30 gm<sup>2</sup>.

