

## FICHE TECHNIQUE

### Compresses stériles non tissées - 50 blisters de 5 compresses - 5 x 5 cm - Robemed

En viscose/polyester Spunlace hydrophile, avec une épaisseur de 4 plis, elles sont très absorbantes, .

Test de pénétration à l'eau : durée inférieure à 10 secondes.

Conforme aux normes EDANA.

#### Dimensions de la compresse :

- Pliée 5 x 5 cm ; Dépliée 10 x 10 cm.

#### Conditionnement :

sous blister stérile de 5 compresses.

Vendues par lot de 2 boîtes de 50 blisters, soit 100 blisters.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

#### Autres dimensions disponibles :

- [Pliée 7,5 x 7,5 cm ; Dépliée 15 x 15 cm.](#)

- [Pliée 10 x 10 cm ; Dépliée 20 x 20 cm.](#)

Compresses non tissées 4 plis

