

FICHE TECHNIQUE

Compresses stériles non tissées - 50 blisters de 5 compresses - 7.5 x 7.5 cm - Robemed

En viscose/polyester Spunlace hydrophile, avec une épaisseur de 4 plis, elles sont très absorbantes, .

Test de pénétration à l'eau : durée inférieure à 10 secondes.

Conforme aux normes EDANA.

Dimensions de la compresse :

- Pliée 7,5 x 7,5 cm ; Dépliée 15 x 15 cm.

Conditionnement :

sous blister stérile de 5 compresses.

Vendues par lot de 2 boîtes de 50 blisters, soit 100 blisters.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Autres dimensions disponibles :

- [Pliée 5 x 5 cm ; Dépliée 10 x 10 cm.](#)

- [Pliée 10 x 10 cm ; Dépliée 20 x 20 cm.](#)

Compresses non tissées 4 plis

