

## FICHE TECHNIQUE

### Compresses stériles non tissées - blister de 5 compresses - Boîte de 50 blisters

Stérilisation par Oxyde éthylène, ce qui permet la réalisation de soins ou de pansements en conditions d'asepsie.

En tissu hydrophile, avec une épaisseur de 4 plis, elles sont très absorbantes.

#### Dimensions de la compresse :

- Pliée 5 x 5 cm ; Dépliée 10 x 10 cm. (boîte de 50 blisters, soit 250 compresses).

Conditionnement sous blister stérile de 5 compresses.

Matériel médical CE.

Compresses non tissées 4 plis 30gr.

