

FICHE TECHNIQUE

Coton tige bébé - Lot de 4 boîtes de 60 bâtonnets

Bâtonnets ouatés de qualité supérieure, spécialement conçus pour les bébés.

Sa forme ergonomique permet de nettoyer la surface externe de l'oreille des bébés telle que le pavillon et les contours.

Attention: ne pas introduire dans le conduit auditif.

Conditionnement par boîte de 60 coton-tiges.
Vendus par lot de 4 boîtes de 60 coton-tiges.

Qualité supérieure.

- Découvrez aussi les [bâtonnets ouatés en coton biologique, pour bébés.](#)
- Existe aussi en [version traditionnelle adulte.](#)

