

FICHE TECHNIQUE

Coton tige bébé en coton biologique - Lot de 4 boîtes de 60 bâtonnets

Bâtonnets ouatés en coton biologique et tige en papier, spécialement conçus pour les bébés. Produit 100 % recyclable.

Sa forme ergonomique permet de nettoyer la surface externe de l'oreille telle que le pavillon et les contours.

Attention: ne pas introduire dans le conduit auditif.

Composition : coton bio et papier recyclé.

Conditionnement par boîte de 60 coton-tiges .
Vendus par lot de 4 boîtes de 60 coton-tiges.

Qualité supérieure.

- Découvrez aussi les bâtonnets ouatés en coton biologique, [version traditionnelle](#).
- Existe aussi en version bébé, [non biologique](#).

Produit certifié ECOLABEL répondant aux exigences de respect de l'environnement.

Produit labellisé ECOMEDICAL (label mettant en avant les produits ayant un attrait écologique, que ce soit en rapport au recyclage, aux ressources naturelles, à l'énergie, etc.)

