

Coton tige en coton biologique, Boîte de 200

**Bâtonnets ouatés en coton biologique et tige en papier.
Produit 100 % recyclable.**

Tout comme un coton tige traditionnel, il permet de nettoyer la surface externe de l'oreille telle que le pavillon et les contours.

Attention: ne pas introduire dans le conduit auditif.

Composition : coton bio et papier recyclé.

Conditionnement par boîte distributrice de 200 coton-tiges .
Vendus par lot de 4 boîtes de 200 coton-tiges.

Qualité supérieure.

- Découvrez aussi les [bâtonnets ouatés spéciaux pour les bébés et enfants](#).

- Existe aussi en version [traditionnelle, non bio](#).

Produit certifié ECOLABEL répondant aux exigences de respect de l'environnement.

Produit labellisé ECOMEDICAL (label mettant en avant les produits ayant un attrait écologique, que ce soit en rapport au recyclage, aux ressources naturelles, à l'énergie, etc.)

