



Coudière de maintien extensible

Maintien l'articulation du coude en cas de traumatisme.

Coudière en tissu extensible confortable, avec tricot de compression, zone circulaire pour savoir où placer le coude et coutures latérales renforcées.

- Tricot anatomique au niveau du coude.
- Coutures latérales renforcées.
- Tissu épais et extensible.
- Bon maintien.

3 tailles disponibles :

- Taille S.
- Taille M.
- Taille L.

Lavable à la main.

Conditionnée sous pochette plastique refermable.

matériel médical CE.