

### Coussin d'assise Kalli Haute résilience

Le coussin d'assise Kalli permet l'amélioration des postures lors de l'assise.

Le coussin Kalli Haute résilience apporte une solution aux problèmes d'assises. Il permet une amélioration des postures sur le long terme avec sa forme ergonomique et son coussin à mémoire de forme. Ce coussin intègre un dessous anti-glissement.

Une housse amovible grâce à sa fermeture éclair ainsi qu'une poignée de transport.

- Housse polyuréthane haute résilience 37kg/m<sup>3</sup>

Garanti 1 an.

Matériel Médical CE.

