

Coussin d'entrainement pour injections intramusculaires

Coussin Pad pour se former aux injections intramusculaires

Ce modèle portable, au toucher réaliste, peut être utilisé pour la formation des injections intramusculaires. La peau peut être facilement remplacée.

Compris :

- Pad d'injection intramusculaire
- Seringue de 5 ml avec aiguille 23G x 11/4" 0.6 x 30 mm

Matériau : PVC

Dimension du coussin : 8.5 x 7.3 cm

Information : ce matériel, et les produits vendus avec, ne sont conçus que pour l'entrainement sur simulateur

Ce modèle est l'un des modèles éducatifs de base dans les formations de soins infirmiers.

