

Coussin d'entraînement réaliste pour injections intraveineuses

Coussin Pad pour se former aux injections intraveineuses

Ce modèle portable, à la forme et au toucher réalistes, peut être utilisé pour l'injection, la perfusion, la transfusion sanguine et l'entraînement à l'hémostase de manière répétée.

La peau et les vaisseaux sanguins peuvent être facilement remplacés.

Compris :

- Pad d'injection intraveineuse
- Seringue de 5 ml
- Kit de perfusion

Matériau : PVC

Information : ce matériel, et les produits vendus avec, ne sont conçus que pour l'entraînement sur simulateur

Ce modèle est l'un des modèles éducatifs de base dans les formations de soins infirmiers.

