

Coussin de dos Kalli

Le coussin Kalli dos, Ideal pour le maintien du dos.

Le coussin Kalli dos est composé d'une mousse à mémoire de forme. Il permet d'améliorer la posture en position assise sur le long terme et de réduire les pressions d'appuis. Le coussin aide à une meilleure circulation sanguine ainsi qu'à la prévention d'escarres.

Sa housse bi-élastique et imperméable est amovible grâce à sa fermeture éclair.

Une bande élastique se trouve dans le dos du coussin pour permettre un maintien sur un fauteuil, une chaise, etc.

Matériel Médical CE.

