

FICHE TECHNIQUE

Coussin de protection antiglisse Iskio'Clean

Le coussin qui permet une protection des assises.

La technologie ISKIO'CLEAN est adaptée aux personnes incontinentes ou ayant une transpiration excessive. Ce coussin permet une circulation de l'air et un drainage de la chaleur.

En cas de salissures ou d'odeurs, le coussin entier est lavable en machine, sans besoin de déhoussage.

Le dessous de la housse intègre un système anti-glisserment.

- Poids max 100kg.
- Housse avec maille en 3D.

Dimensions : 40 x 40 x 8 cm.
Hauteur : 8 cm.

Garantie 2 ans.

Norme pour le feu : EN-597-1 et EN-597-2.

Matériel Médical CE.

