

FICHE TECHNIQUE

Coussin de tête ajustable en forme de U pour table de massage

Coussin rembourré déhoussable, fente ajustable, et deux scratchs pour le maintien du coussin

Coussin en forme de U avec un revêtement en cuir synthétique offrant résistance, confort et facilité de nettoyage.

Il permet de rehausser la tête et de la poser de face ou de dos pour éliminer les points de pression lors du massage.

Sa mousse épaisse à haute densité confère au patient un excellent confort. Housse déhoussable pour un lavage en machine facile.

- Permet de rehausser la tête de face ou de dos
- Coussin avec revêtement en cuir synthétique
- Mousse à haute densité
- Housse déhoussable pour un lavage en machine
- Facilement nettoyable avec des produits ménagers courants

Dimensions (Longueur x Largeur x Épaisseur) : 28 x 26 x 7 cm

Poids : 172 g

Couleur : Noir

Matériaux : Cuir synthétique, mousse, velcro

