

## FICHE TECHNIQUE

### Coussinet d'allaitement en coton bio - Boîte de 30

Discret, confortable et doux pour la peau.

Se place entre le sein et le soutien-gorge pour éviter les fuites de lait. Coussins discrets grâce à leur forme anatomique épousant la forme du sein.

Hypoallergéniques pour diminuer les risques d'irritation ou d'allergie.

- Couche imperméable douce pour la peau.
- Coton non tissé avec entrelacement spécial afin d'éviter que les fibres n'adhèrent à la peau.
- Cœur absorbant 100 % pur coton biologique certifié.
- Bandes adhésives pour un maintien sécurisé.
- Processus de blanchiment sans chlore ni dioxine.
- Sans parfum, sans plastique, sans super absorbant.

Diamètre des coussinets : 10,2 cm.

Conditionnés par boîte de 30, dans un sachet plastique refermable.

