

### **Coussinets d'allaitement Curve - Protection Jour - Cache CŒUR**

Jusqu'à neuf heures de protection - Antibactériens, anti-odeurs, ultra absorbants et invisibles

**Les coussinets JOUR s'harmonisent parfaitement avec les soutiens-gorge et brassières de la gamme d'allaitement CACHE CŒUR.**

Ils protègent les vêtements, durant environ neuf heures, lors des montées de lait.

Le coussinet d'allaitement lavable Curve Jour se caractérise par une absorption optimale, éliminant les risques de fuites incontrôlées.

Il est discret sous les vêtements, garantissant une journée sereine et au sec.

Facile à entretenir, il représente l'accessoire idéal pour les journées bien remplies des mamans.

Conçu avec minutie, le coussinet d'allaitement lavable Curve a des propriétés antibactériennes et anti-odeurs.

Sa forme s'adapte parfaitement à la poitrine, assurant un confort optimal.

De plus, son système antidérapant garantit un maintien parfait en toute circonstance, soulignant ainsi sa praticité.

**Label Oeko-tex Standard 100** : cette certification garantit que les matières utilisées sont exemptes de produits toxiques et pour le corps et pour l'environnement.

#### Caractéristiques :

- Ultra absorbants : 100% anti-fuite
- Antibactériens
- Anti-odeurs
- Respirants, isolants et anti-humidité
- Confortables
- Invisibles
- Système antidérapant
- Couleur : rose à l'intérieur, beige à l'extérieur

Composition : 53% Polyester, 27% PET - 15% Polyacrylate - 5% Élasthanne

Entretien :



- Lavage en machine jusqu'à 60°

Marque française : CACHE CŒUR