

### **Coussinets d'allaitement Curve - Protection Nuit- Cache CŒUR**

Jusqu'à douze heures de protection - Antibactériens, anti-odeurs, ultra absorbants et invisibles

**Les coussinets NUIT s'harmonisent parfaitement avec les soutiens-gorge et les brassières d'allaitement de la gamme CACHE CŒUR.**

Ils protègent les vêtements lors des montées de lait, durant environ douze heures.

Le coussinet d'allaitement lavable Curve Nuit se distingue par son pouvoir d'absorption super ultra-performant.

Idéal pour des nuits sans tracas, il convient en cas de fuites de lait plus abondantes et assure également la quiétude de vos journées.

Conçu avec minutie, le coussinet d'allaitement lavable Curve a des propriétés antibactériennes et anti-odeurs.

Sa forme s'adapte parfaitement à la poitrine, garantissant un confort optimal.

De plus, son système antidérapant permet un maintien parfait en toute circonstance, soulignant ainsi sa praticité.

**Label Oeko-tex Standard 100** : cette certification garantit que les matières utilisées sont exemptes de produits toxiques et pour le corps et pour l'environnement.

#### Caractéristiques :

- Ultra absorbants : 100% anti-fuite
- Antibactériens
- Anti-odeurs
- Respirants, isolants et anti-humidité
- Confortables
- Invisibles
- Système antidérapant
- Couleur : violet à l'intérieur, beige à l'extérieur

Composition : 53% Polyester - 27% PET - 15% Polyacrylate - 5% Élasthanne

#### Entretien :

- Lavage en machine jusqu'à 60°



