

Coussinets d'allaitement lavables Curve - Slim - Cache CŒUR

Coussinets épaisseur Slim - Protection de six heures, antibactériens, anti-odeurs, ultra absorbants et invisibles

Les coussinets SLIM s'harmonisent parfaitement avec les soutiens gorges et brassières d'allaitement de la gamme Cache Cœur.

Ils protègent les vêtements lors des montées de lait, durant six heures.

Le coussinet d'allaitement lavable Curve Slim se distingue par sa finesse remarquable, assurant une discrétion totale sous les vêtements.

Il offre une absorption optimale tout en étant facile à entretenir. Il est parfait pour les journées légères ou les changements fréquents au cours de la journée.

Conçu avec minutie, le coussinet d'allaitement lavable Curve a des propriétés antibactériennes et anti-odeurs.

Sa forme s'adapte parfaitement à la poitrine des mamans, assurant un confort optimal.

De plus, son système antidérapant garantit un maintien parfait en toute circonstance, soulignant ainsi sa praticité.

Label Oeko-tex Standard 100 : cette certification garantit que les matières utilisées sont exemptes de produits toxiques et pour le corps et pour l'environnement.

Caractéristiques :

- Ultra absorbants : 100% anti-fuite
- Antibactériens
- Anti-odeurs
- Respirants, isolants et anti-humidité
- Confortables
- Invisibles
- Système antidérapant
- Couleur : blanc à l'intérieur, beige à l'extérieur

Composition : 50% Polyester, 25 PET - 18% Polyacrylate - 4% Élasthanne - 3% Polyuréthane

Entretien :



