

FICHE TECHNIQUE

Coussins demi-lune Ergonomy

Pour un confort optimal.

Coussins demi-lune pour divans et tables de massage.
À placer sous les pieds, sous les jambes ou derrière la nuque, en position assise ou allongée.

3 modèles disponibles :

- **Petit modèle** : 27,5 x 18 x 9 cm.
- **Modèle moyen** : 55 x 18 x 9 cm.
- **Grand modèle** : 55 x 25 x 12,5 cm.

Tissu : 84% de PVS et 16% de tissu PES

22 coloris au choix (voir nuancer). Coloris Kiwi en photo.

Propriété du revêtement :

Composition : 84% de PVS et 16% de tissu PES

Épaisseur : 1.4mm (+/- 0.2)

- Facile à nettoyer,
- Durabilité,
- Antibactérien,
- Doux et extensible,
- Conforme à la norme relative aux dispositifs médicaux,
- Sans solvant,
- Conforme à la norme DGM RAL GZ 430/4 (contrôle neutre régulier de qualité constante d'objets rembourrés).

Ce tissu possède une résistance accrue :

- aux désinfectants,
- à la déchirure,
- à la lumière,
- à la sueur, sang et urine,
- aux abrasions,
- au feu,
- à l'eau de mer

Garantie : 2 ans.

