

FICHE TECHNIQUE

Coussins rouleau Ergonomy

Pour un confort optimal.

Coussins rouleau pour divans et tables de massage.

2 modèles disponibles :

- Petit modèle : Longueur : 55 cm, Diamètre : 15 cm.
- Grand modèle : Longueur : 55 cm, Diamètre : 25 cm.

Tissu : 84% de PVS et 16% de tissu PES

22 coloris au choix (voir nuancier). Coloris Sanita (56) en photo.

Propriété du revêtement :

Composition : 84% de PVS et 16% de tissu PES
Épaisseur : 1.4mm (+/- 0.2)

- Facile à nettoyer,
- Durabilité,
- Antibactérien,
- Doux et extensible,
- Conforme à la norme relative aux dispositifs médicaux,
- Sans solvant,
- Conforme à la norme DGM RAL GZ 430/4 (contrôle neutre régulier de qualité constante d'objets rembourrés).

Ce tissu possède une résistance accrue :

- aux désinfectants
- à la déchirure
- à la lumière
- à la sueur, sang et urine
- aux abrasions
- au feu
- à l'eau de mer

Garantie : 2 ans

