

Coverplast Barrier Bsn Médical - Pansement adhésif imperméable - 2,2 x 7,2 cm - Boîte de 100

Haute Protection avec double barrière bactérienne et virale, extensible, résistant à l'eau. Pour le soin des plaies superficielles.

Pansement adhésif stérile constitué d'un film extensible et d'une compresse absorbante et non-adhérente.

Protection optimale, constitue une barrière antibactérienne et prévient les infections secondaires.

Favorise la cicatrisation en isolant la blessure.

Pour les soins de plaies superficielles, nécessitant une protection aux souillures et aux bactéries (coupures, lacérations, abrasions ou après une prise de sang ou une vaccination).

Taille : 2,2 x 7,2 cm

- Support en polyuréthane et polystyrène.
- Compresse absorbante.
- Résistant à l'eau.
- Haute protection cutanée.
- Perméable à la vapeur d'eau.
- limite le risque de macération.
- Conformable.
- Bords arrondis.
- Formule avec latex, sans phtalates (DEHP).
- Couleur chair.

Stérilisation : Oxyde éthylène.

Conditionnement : Vendus par boîte de 100 pansements sous emballage individuel.

Matériel Médical CE.

Validité : 5 ans.

